

GE Logiq 3PRO (kardiologia)

Cena: sprzedany

Producent: GE



Przedmiotem sprzedaży jest używany **ultrasonograf marki GE** z bogatym zestawem sond w **bardzo dobrym stanie**. Idealny dla multi-specjalistycznych placówek medycznych.

USG używane było w prywatnym gabinecie lekarskim, został sprawdzony przez naszych inżynierów serwisu.

Zestaw głowic dołączony do aparatu:

- głowica **kardiologiczna 3S**(1,5-2,5Mhz),
- głowica **liniowa 10Lb** (6-9Mhz),
- głowica **endowaginalna E8C** ,
- Głowica **convex 3,5C**.

Tryby obrazowania:

- B,
- M,
- THI,
- CFM,
- PDI,
- TDI,
- PW.

Cechy produktu:

- rok produkcji: 2005,
- waga: 152,9 kg,
- szerokość: 50 cm,

- głębokość: 94.5 cm/13,7 cm,
- wysokość: 139,1 cm,
- ekran: 15" CRT,
- aparat w bardzo dobrym stanie,
- gwarancja,
- printer,
- paszport techniczny z wpisem aktualnego przeglądu.

Bezpłatnie zapewniamy:

- konfiguracje USG pod klienta,
- wsparcie techniczne oraz serwis,
- paszport techniczny z aktualnym przeglądem aparatu,
- transport aparatu do placówki oraz instalacje,
- szkolenie z obsługi aparatu USG.

Możliwość przetestowania sprzętu przed zakupem.

Gwarantujemy pewny zakup.

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości prosimy o kontakt.