

EchoSon SPINEL II

Cena: ~~28 000 zł~~ **23 000 zł**

Producent: EchoSon



Przedmiotem sprzedaży jest używany **ultrasonograf marki EchoSon** z bogatym zestawem sond w **bardzo dobrym stanie**. Charakteryzujący się ergonomiczną klawiaturą funkcyjną, klawiaturą alfanumeryczną oraz nowoczesnym wyglądem. Idealny do zastosowań ortopedycznych oraz endokrynologicznych.

USG używane było w prywatnym gabinecie lekarskim, został sprawdzony przez naszych inżynierów serwisu.

Aparat wyposażony jest w głowice liniową LA-510

Tryby obrazowania:

- 2D, B+B, 4B, Zoom , M, 2D+M
- Doppler pulsacyjny: 2D+PW
- Color Doppler: 2D+CF, 2D+ PF
- Dual: 2D+CF/2D, 2D+PD/2D
- 2D+CF+PW, 2D+PF+PW

Cechy produktu:

- rok produkcji: 2016,
- waga: 25 kg,
- szerokość: 44 cm,
- głębokość: 60 cm,
- wysokość: 123 cm,

- ekran: 21,5" LCD,
- aparat w idealnym stanie,
- gwarancja producenta,
- printer cyfrowy,
- paszport technicznym z wpisem aktualnego przeglądu.

Bezpłatnie zapewniamy:

- konfiguracje USG pod klienta,
- wsparcie techniczne oraz serwis,
- paszport techniczny z aktualnym przeglądem aparatu,
- transport aparatu do placówki oraz instalacje,
- szkolenie z obsługi aparatu USG.

Możliwość przetestowania sprzętu przed zakupem.

Gwarantujemy pewny zakup.

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości prosimy o kontakt.