

GE Voluson 730 Expert + 3D/4D

Cena: zapytaj o dostępność

Producent: GE



Przedmiotem sprzedaży jest używany **ultrasonograf GE Voluson 730 Expert w bardzo dobrym stanie**. USG używane było w prywatnym gabinecie lekarskim. Zarówno aparat, jak i głowice zostały sprawdzone przez inżynierów Serwisu SpotMed.

Aparat wyposażony jest w głowice:

- convex 3D,
- endo.

Tryby obrazowania:

- M,
- 2D,
- 3D/4D,
- Color Flow Mode (CFM),
- Power Doppler Imaging(PDI),
- Pulse Wave Doppler (PWD),
- Tissue Doppler (TD),
- Harmonics.

Cechy produktu

- rok produkcji: 2010,
- waga: 136 kg,
- szerokość: 68 cm,
- głębokość: 100 cm,

- wysokość: 142 cm,
- ekran: 15" CRT,
- ekran dotykowy
- videoprinter,
- dobry stan,
- gwarancja,
- pełna dokumentacja,
- paszport technicznym z wpisem aktualnego przeglądu.

Dostępne aplikacje:

- Abdominal,
- Gynecology,
- Obstetrical,
- Pediatric,
- Urological,
- Cardiac,
- Small Parts,
- Vascular,
- Musculoskeletal.

Bezpłatnie zapewniamy:

- konfiguracje USG pod klienta,
- wsparcie techniczne oraz serwis,
- paszport techniczny z aktualnym przeglądem aparatu,
- transport aparatu do placówki oraz instalacje,
- szkolenie z obsługi aparatu USG.

Możliwość przetestowania sprzętu przed zakupem.

Gwarantujemy pewny zakup.

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości prosimy o kontakt.