

Siemens Adara

Cena: 6 000 zł

Producent: Siemens



Przedmiotem sprzedaży jest używany **ultrasonograf marki Siemens** z głowicą liniową oraz convex w **bardzo dobrym stanie**. Bardzo dobry wybór do małych gabinetów oraz badań przesiewowych.

USG używane było w prywatnym gabinecie lekarskim, został sprawdzony przez naszych inżynierów serwisu.

Zestaw głowic dołączony do aparatu:

- głowica **convex 3.5C40S**,
- głowica **liniowa 7.5L75S**.

Tryby obrazowania:

- B,
- M,
- Dual,
- Quadruple.

Cechy produktu:

- rok produkcji: 2001(rekondycjonowany),
- waga: 60 kg,
- szerokość: 48,3 cm,
- głębokość: 61 cm,
- wysokość: 129,5 cm,
- ekran: 12" CRT,

- aparat w bardzo dobrym stanie,
- gwarancja,
- dokumentacja,
- ultra-cichy,
- szybki rozruch systemu,
- printer,
- paszport technicznym z wpisem aktualnego przeglądu.

Bezpłatnie zapewniamy:

- konfiguracje USG pod klienta,
- wsparcie techniczne oraz serwis,
- paszport techniczny z aktualnym przeglądem aparatu,
- transport aparatu do placówki oraz instalacje,
- szkolenie z obsługi aparatu USG.

Możliwość przetestowania sprzętu przed zakupem.

Gwarantujemy pewny zakup.

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości prosimy o kontakt.