

# Esaote MyLab Gold 25 + kardiologia

Cena: zapytaj o dostępność

Producent: Esaote



Przedmiotem sprzedaży jest używany przenośny **ultrasonograf marki Esaote** z bogatym zestawem głowic w **bardzo dobrym stanie**.

USG używane było w prywatnym gabinecie lekarskim, został sprawdzony przez naszych inżynierów serwisu.

## Zestaw głowic dołączony do aparatu:

- głowica **convex**,
- głowica **kardiologiczna**,
- głowica **liniowa**,
- głowica **endo**.

## Tryby obrazowania:

- 2D,
- M-Mode,
- Anatomical M-Mode,
- PW,
- Color Doppler,
- Color Power Doppler,
- TEI Tissue Enhanced Imaging (Tissue Harmonics Imaging).

## Cechy produktu:

- rok produkcji: 2009,
- ekran: 15" LCD,
- aparat w bardzo dobrym stanie,

- gwarancja,
- wózek,
- printer,
- paszport technicznym z wpisem aktualnego przeglądu.

### **Bezpłatnie zapewniamy:**

- konfiguracje USG pod klienta,
- wsparcie techniczne oraz serwis,
- paszport techniczny z aktualnym przeglądem aparatu,
- transport aparatu do placówki oraz instalacje,
- szkolenie z obsługi aparatu USG.

### **Możliwość przetestowania sprzętu przed zakupem.**

### **Gwarantujemy pewny zakup.**

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości prosimy o kontakt.