

# GE Voluson 730 PRO

Cena: 25 000 zł

Producent: GE



Przedmiotem sprzedaży jest używany **ultrasonograf GE Voluson 730 PRO w dobrym stanie**. USG używane było w prywatnym gabinecie lekarskim. Zarówno aparat, jak i głowice zostały sprawdzone przez inżynierów Serwisu SpotMed.

## **Aparat wyposażony jest w głowice:**

- convex 3D,
- convex,
- endo 3D.

## **Tryby obrazowania:**

- M,
- 2D,
- 3D/4D,
- Color Flow Mode (CFM),
- Power Doppler Imaging(PDI),
- Pulse Wave Doppler (PWD),
- Tissue Doppler (TD),
- Harmonics.

## **Cechy produktu**

- rok produkcji: 2007,
- waga: 136 kg,
- szerokość: 68 cm,

- głębokość: 100 cm,
- wysokość: 142 cm,
- ekran: 15" CRT,
- videoprinter,
- dobry stan,
- gwarancja,
- pełna dokumentacja,
- paszport technicznym z wpisem aktualnego przeglądu.

#### **Dostępne aplikacje:**

- Abdominal,
- Gynecology,
- Obstetrical,
- Pediatric,
- Urological,
- Cardiac,
- Small Parts,
- Vascular,
- Musculoskeletal.

#### **Bezpłatnie zapewniamy:**

- konfiguracje USG pod klienta,
- wsparcie techniczne oraz serwis,
- paszport techniczny z aktualnym przeglądem aparatu,
- transport aparatu do placówki oraz instalacje,
- szkolenie z obsługi aparatu USG.

#### **Możliwość przetestowania sprzętu przed zakupem.**

#### **Gwarantujemy pewny zakup.**

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości prosimy o kontakt.