

GE Voluson 730 PRO + 3D/4D

Cena: zapytaj o dostępność

Producent: GE



Przedmiotem sprzedaży jest używany **ultrasonograf marki GE model Voluson 730 PRO w bardzo dobrym stanie**. USG używane było w prywatnym gabinecie lekarskim. Zarówno aparat, jak i głowice zostały sprawdzone przez inżynierów Serwisu SpotMed.

Zestaw głowic dołączony do aparatu:

- głowica objętościowa RAB4-8L,
- głowica endowaginalna IC5-9H.

Tryby obrazowania:

- M,
- 2D,
- Color Flow Mode (CFM),
- Power Doppler Imaging (PDI),
- Pulse Wave Doppler (PWD),
- Tissue Doppler (TD),
- Harmonics.

Cechy produktu

- Rok produkcji: 2012,
- Waga: 136 kg,
- Szerokość: 68 cm,
- Głębokość: 100 cm,
- Wysokość: 142 cm,

- Ekran: 15" CRT,
- videoprinter,
- gwarancja,
- pełna dokumentacja,
- aparat w bardzo dobrym stanie,
- **paszport technicznym z wpisem aktualnego przeglądu.**

Dostępne aplikacje:

- Abdominal,
- Gynecology,
- Obstetrical,
- Pediatric,
- Urological,
- Cardiac,
- Small Parts,
- Vascular,
- Musculoskeletal.

Bezpłatnie zapewniamy:

- konfiguracje USG pod klienta,
- wsparcie techniczne oraz serwis,
- paszport techniczny z aktualnym przeglądem aparatu,
- transport aparatu do placówki oraz instalacje,
- szkolenie z obsługi aparatu USG.

Możliwość przetestowania sprzętu przed zakupem.

Gwarantujemy pewny zakup.

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości prosimy o kontakt.