

Medison SonoAce PICO

Cena: zapytaj o dostępność

Producent: Medison



Przedmiotem sprzedaży jest używany **ultrasonograf marki Medison model SonoAce PICO w bardzo dobrym stanie.**

USG dokładnie sprawdzili nasi inżynierowie serwisu. Wcześniej aparat USG był wykorzystywany w prywatnym gabinecie lekarskim

Zestaw głowic dołączony do aparatu:

- liniowa L5-9EC,
- endo EC4-9ED,
- convex C3-7ED.

Tryby obrazowania:

- M,
- 2D,
- Color Doppler (CD),
- Power Doppler (PD),
- Pulse Wave Doppler (PW),
- Dual.

Cechy produktu

- rok produkcji: 2005,
- waga: 10 kg,
- szerokość: 32 cm,
- głębokość: 20 cm,

- wysokość: 36 cm,
- ekran: 10.4" Color TFT LCD,
- aparat w dobrym stanie,
- wózek na aparat,
- 2 porty na głowice.

Bezpłatnie zapewniamy:

- konfiguracje USG pod klienta,
- wsparcie techniczne oraz serwis,
- paszport techniczny z aktualnym przeglądem aparatu,
- transport aparatu do placówki oraz instalacje,
- szkolenie z obsługi aparatu USG.

Możliwość przetestowania sprzętu przed zakupem.

Gwarantujemy pewny zakup.

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości prosimy o kontakt.