

# Medison SonoAce X8 - multispecjalistyczny

Cena: sprzedany

Producent: Medison



Przedmiotem sprzedaży jest używany **ultrasonograf Medison SonoAce X8** z zestawem głowic w **bardzo dobrym stanie**.

SONOACE X8 to ultrasonograf o wysokiej rozdzielczości idealny do prywatnych placówek.

USG dokładnie sprawdzili nasi inżynierowie serwisu. Wcześniej aparat USG był wykorzystywany w prywatnym gabinecie lekarskim.

## Aparat wyposażony jest w głowice:

- liniowa,
- kardiologiczna
- convex
- convex obietościowy,
- endowaginalna.

## Tryby obrazowania:

- 2D,
- M,
- CW,
- Color Doppler Imaging (CDI),
- Power Doppler Imaging (PDI),
- Directional Power Doppler Imaging (DPDI),
- Power Pulse Inversion Imaging (PPII),

- Pulse Wave (PW) Spectral Doppler,
- 3D imaging mode,
- Dual modes,
- Quad modes,
- Combined modes,
- Simultaneous mode,
- Zoom.

## **Cechy produktu**

- rok produkcji: 2009,
- waga: 101 kg,
- Szerokość: 51 cm,
- głębokość: 88 cm,
- wysokość: 139 cm,
- ekran: 17" LCD,
- gwarancja,
- pełna dokumentacja,
- videoprinter,
- aparat w bardzo dobrym stanie,
- paszport technicznym z wpisem aktualnego przeglądu.

## **Bezpłatnie zapewniamy:**

- konfiguracje USG pod klienta,
- wsparcie techniczne oraz serwis,
- paszport techniczny z aktualnym przeglądem aparatu,
- transport aparatu do placówki oraz instalacje,
- szkolenie z obsługi aparatu USG.

## **Możliwość przetestowania sprzętu przed zakupem.**

## **Gwarantujemy pewny zakup.**

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości prosimy o kontakt.