

Mindray DC-6

Cena: zapytaj o dostępność

Producent: Mindray



Przedmiotem sprzedaży jest używany **ultrasonograf Mindray DC-6** z zestawem głowic w **dobrym stanie**.

USG dokładnie sprawdzili nasi inżynierowie serwisu. Wcześniej aparat USG był wykorzystywany w prywatnym gabinecie lekarskim.

Aparat wyposażony jest w głowice:

- endowaginalna 6CV1,
- convex 3C5A.

Tryby obrazowania:

- B,
- M,
- Color Doppler,
- PW,
- Power Doppler.

Cechy produktu

- rok produkcji: bd,
- waga: 132 kg,
- Szerokość: 48 cm,
- głębokość: 79 cm,

- wysokość: 139 cm,
- ekran: 15" CRT,
- videoprinter,
- gwarancja,
- pełna dokumentacja,
- aparat w bardzo dobrym stanie,
- paszport technicznym z wpisem aktualnego przeglądu.

Bezpłatnie zapewniamy:

- konfiguracje USG pod klienta,
- wsparcie techniczne oraz serwis,
- paszport techniczny z aktualnym przeglądem aparatu,
- transport aparatu do placówki oraz instalacje,
- szkolenie z obsługi aparatu USG.

Możliwość przetestowania sprzętu przed zakupem.

Gwarantujemy pewny zakup.

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości prosimy o kontakt.