

# Mindray DP-3300

Cena: zapytaj o dostępność

Producent: Mindray



Przedmiotem sprzedaży jest używany **ultrasonograf marki Mindray model DP-3300** wraz z głowicą endowaginalną oraz convex **bardzo dobrym stanie**.

USG używane było w prywatnym gabinecie lekarskim, został sprawdzony przez naszych inżynierów serwisu.

## Zestaw głowic dołączony do aparatu:

- głowica **convex 35C50EB** (2.5/3.5/5.0MHz),
- głowica **endo 65EC10EB** .

## Tryby obrazowania:

- B,
- M,
- dual.

## Cechy produktu:

- rok produkcji: 2006,
- waga: 11 kg,
- szerokość: 28 cm,
- głębokość: 38,5,
- wysokość: 30,5 cm,
- ekran: 10" LCD,
- aparat w bardzo dobrym stanie,

- paszport technicznym z wpisem aktualnego przeglądu.

**Bezpłatnie zapewniamy:**

- konfiguracje USG pod klienta,
- wsparcie techniczne oraz serwis,
- paszport techniczny z aktualnym przeglądem aparatu,
- transport aparatu do placówki oraz instalacje,
- szkolenie z obsługi aparatu USG.

**Możliwość przetestowania sprzętu przed zakupem.**

**Gwarantujemy pewny zakup.**

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości prosimy o kontakt.