

# Philips Envisor HD

Cena: zapytaj o dostępność

Producent: Philips



Przedmiotem sprzedaży jest używany **ultrasonograf marki Philips model Envisor HD**

## Zestaw głowic dołączony do aparatu:

- głowica **convex** C5-2,
- głowica **kardiologiczna** PA4-2,
- głowica **liniowa** L1038.

## Tryby obrazowania:

- 2D,
- Color Doppler,
- Color Power Angio® Imaging (CPA),
- Directional Color Power Angio Imaging,
- M-mode,
- Pulsed wave Doppler,
- Color M-mode,
- Continuous wave Doppler,
- Dual mode,
- Pulse Inversion Harmonic Imaging,
- Adaptive Doppler,
- Adaptive Color Doppler,
- Tissue Doppler Imaging.

## Cechy produktu:

- rok produkcji: 2006,
- waga: 100 kg,
- szerokość: 54,6 cm,
- głębokość: 103 cm/13,7 cm,
- wysokość: 129,5 cm,
- ekran: 15" CRT,
- stan aparatu dobry,
- gwarancja,
- głowica liniowa **wymaga regeneracji** koszt ok 1000zł.
- printer,
- paszport technicznym z wpisem aktualnego przeglądu.

## **Bezpłatnie zapewniamy:**

- konfiguracje USG pod klienta,
- wsparcie techniczne oraz serwis,
- paszport techniczny z aktualnym przeglądem aparatu,
- transport aparatu do placówki oraz instalacje,
- szkolenie z obsługi aparatu USG.

## **Możliwość przetestowania sprzętu przed zakupem.**

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości prosimy o kontakt.