

# Medison Accuvix V10 (3D/4D) + 3 gł.

Cena: ~~32 000 zł.~~ **25 000 zł.**

Producent: Medison



Przedmiotem sprzedaży jest używany **ultrasonograf Medison Accuvix V10** z zestawem głowic w **bardzo dobrym stanie**.

Accuvix V10 to ultrasonograf o bardzo wysokiej rozdzielczości obrazowania, wyposażony został w głowice 192 elementowymi. Jest to USG idealne dla osób, które poszukują USG o wysokiej jakości obrazowania.

Ultrasonograf używany był w prywatnym gabinecie lekarskim, został sprawdzony przez naszych inżynierów serwisu.

## **Aparat wyposażony jest w głowice:**

- endowaginalna EC4-9IS,
- convex obietościowy 3D4-9ES,
- liniowa L6-12IS .

## **Tryby obrazowania:**

- 2D,
- M,
- Color Doppler Imaging (CDI),
- Power Doppler Imaging (PDI),
- Directional Power Doppler Imaging (DPDI),
- Power Pulse Inversion Imaging (PPII),
- Pulse Wave (PW) Spectral Doppler,

- 3D/4D imaging mode,
- Dual modes,
- Quad modes,
- Combined modes,
- Simultaneous mode,
- Zoom.

## **Cechy produktu**

- rok produkcji: 2008,
- waga: 119 kg,
- szerokość: 58 cm,
- Głębokość: 95 cm,
- wysokość: 126 cm,
- ekran: 17" LCD,
- videoprinter,
- gwarancja,
- pełna dokumentacja,
- aparat w bardzo dobrym stanie,
- paszport technicznym z wpisem aktualnego przeglądu.

## **Bezpłatnie zapewniamy:**

- konfiguracje USG pod klienta,
- wsparcie techniczne oraz serwis,
- paszport techniczny z aktualnym przeglądem aparatu,
- transport aparatu do placówki oraz instalacje,
- szkolenie z obsługi aparatu USG.

## **Możliwość przetestowania sprzętu przed zakupem.**

## **Gwarantujemy pewny zakup.**

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości prosimy o kontakt.