

# GE Logiq C5 Premium

Cena: 19 000 zł

Producent: GE



Używany **ultrasonograf GE Logiq C5** z zestawem sond w **bardzo dobrym stanie**.

Zarówno aparat, jak i głowice zostały sprawdzone przez inżynierów Serwisu SpotMed.

## Zestaw głowic dołączony do aparatu:

- głowica convex (C2-5-RC);
- głowica endo (E7C-RC);

## Tryby obrazowania:

- M;
- 2D;
- Color Flow Mode (CFM);
- Power Doppler Imaging(PDI);
- Pulse Wave Doppler (PWD);
- Triplex;
- Tissue Harmonics.

## Cechy produktu

- Rok produkcji: 2012
- Waga: 70 kg
- Szerokość: 50 cm
- Głębokość: 63 cm

- Wysokość: 127 cm
- Ekran: 15" LCD
- Aparat w bardzo dobrym stanie.
- Pełna dokumentacja
- **Paszport technicznym z wpisem aktualnego przeglądu.**

### **Dostępne aplikacje:**

- Abdominal;
- Pediatric;
- Urological;
- Cardiac;
- Small Parts;
- Vascular;
- Gynecology;
- Obstetrical.

**Teraz dowóz oraz instalacja sprzętu gratis!**