

# Ultrasonix Sonix Touch

Cena: 29 000 zł

Producent: Ultrasonix



Przedmiotem sprzedaży jest używany **ultrasonograf Sonix Touch** z bogatym zestawem sond w **bardzo dobrym stanie**. USG kanadyjskiej produkcji cechuje się bardzo dobrym obrazem 2D oraz ergonomiczny stylem. Jest to idealny wybór dla gabinetu prywatnego.

USG używane było w prywatnym gabinecie lekarskim. Zarówno aparat, jak i głowice zostały sprawdzone przez inżynierów Serwisu SpotMed.

## Zestaw głowic dołączony do aparatu:

- głowica objętościowa 4DC7-3/40,
- głowica convex C5-2/60,
- głowica endo EC9-6/10.

>

## Tryby obrazowania:

- M;
- 2D;
- 3D/4D;
- Color Doppler (CD);
- Power Doppler (PD);
- Pulsed Wave Doppler (PW);
- Panoramiczne;
- Harmoniczne;
- Elastografia.

## Cechy produktu

- Rok produkcji: 2011
- Waga: 64 kg
- Szerokość: 53,5 cm
- Głębokość: 71 cm
- Wysokość: 137 cm
- Ekran: 17" LCD
- Ekran dotykowy : 10,4"
- Aparat w bardzo dobrym stanie.
- **Paszport technicznym z wpisem aktualnego przeglądu.**

## Dostępne aplikacje:

- Abdomen;
- MSK;
- Pediatric;
- Urology;
- Cardiac;
- Nerve Block;
- Small Parts;
- Vascular;
- Gynecology;
- Obstetrics.

## Bezpłatnie zapewniamy:

- konfiguracje USG pod klienta,
- wsparcie techniczne oraz serwis,
- paszport techniczny z aktualnym przeglądem aparatu,
- **transport aparatu do placówki oraz instalacje,**
- **szkolenie z obsługi aparatu USG.**

## **Możliwość przetestowania sprzętu przed zakupem.**

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości prosimy o kontakt.