

SonoScape S8 Exp + 3D/4D

Cena: ~~99 000~~ **89 000** zł.

Producent: Sonoscapce



Przedmiotem sprzedaży jest używany **ultrasonograf marki SonoScape** z bogatym zestawem sond w **bardzo dobrym stanie**. Idealny dla lekarzy przyjmujących w więcej niż jednym gabinecie.

USG używane było w prywatnym gabinecie lekarskim, został sprawdzony przez naszych inżynierów serwisu.

Zestaw głowic dołączony do aparatu:

- głowica **convex C353** (2-6Mhz),
- głowica **endo 6V3** (5-9Mhz),
- głowica **liniowa L752** (5-12Mhz)
- głowica **objętościowa**

Tryby obrazowania:

- B,
- M,
- THI,
- CFM,
- PDI,
- TDI,
- PW.

Cechy produktu:

- rok produkcji: 2015,
- waga: 7,9 kg,
- szerokość: 35,7 cm,
- głębokość: 41,3 cm/13,7 cm,
- wysokość: 39,1 cm,
- ekran: 15" LCD,
- aparat w idealnym stanie,
- gwarancja,
- pełna dokumentacja,
- oryginalny wózek,
- walizka do transportu USG,
- dwa zasilacze,
- dwa printery,
- paszport technicznym z wpisem aktualnego przeglądu.

Bezpłatnie zapewniamy:

- konfiguracje USG pod klienta,
- wsparcie techniczne oraz serwis,
- paszport techniczny z aktualnym przeglądem aparatu,
- transport aparatu do placówki oraz instalacje,
- szkolenie z obsługi aparatu USG.

Możliwość przetestowania sprzętu przed zakupem.

Gwarantujemy pewny zakup.

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości prosimy o kontakt.